



Independent
Living Centre
of WA (Inc)



Centro per una vita indipendente del Western Australia (Inc)

Il Centro per una vita indipendente offre un servizio di informazioni e consulenza gratuito e imparziale per aiutarvi a scegliere il prodotto giusto per voi

The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Telefono: 1300 885 886 Informazioni: (08) 9381 0608

La scelta dello scooter . . .

Le persone in grado di camminare nel proprio ambiente domestico, che però hanno difficoltà ad affrontare a piedi distanze più lunghe per partecipare alla vita di comunità, probabilmente troveranno lo scooter molto utile.

Poiché esistono sul mercato molte marche a prezzi diversi, è importante capire le differenze tra i vari tipi di scooter prima dell'acquisto.

Tipi di scooter

Gli scooter sono disponibili nei modelli a tre o a quattro ruote.

Alcuni scooter sono più piccoli e più leggeri e possono essere facilmente smontati per agevolarne il trasporto. Altri hanno dimensioni più grandi e presentano accorgimenti per affrontare lunghe distanze e fondi sconnessi, quali ad esempio sospensioni e batterie grandi.



La scelta dello scooter

Di fronte alla scelta di uno scooter è necessario considerare attentamente una serie di variabili, tra cui:

- Le abilità fisiche dell'utente
- L'abilità visiva, la capacità di giudizio e i tempi di reazione dell'utente
- Gli ambienti in cui verrà utilizzato
- Le necessità di trasporto

La valutazione di questi aspetti aiuterà a determinare se uno scooter è adatto a soddisfare le vostre esigenze nonché il tipo migliore di scooter.

. . . o in alternativa . . .

. . . di una carrozzina elettrica

Poiché l'acquisto di una carrozzina elettrica presenta sostanziali vantaggi per le persone con abilità motorie limitate, è importante considerare attentamente i modelli disponibili, in base a come e dove se ne intende fare uso.


Vi sono molti tipi di carrozzine elettriche sul mercato, disponibili in diverse misure per bambini e per adulti, e con possibilità di caratteristiche standard o personalizzate in base alle esigenze individuali. Molte dispongono anche di una serie di accessori o opzioni tra cui scegliere.



Le carrozzine elettriche sono utili per persone che non sono in grado di spingersi da sole per mezzo di una carrozzina manuale, o le cui capacità di autospinta sono limitate. Tuttavia, per garantirne un impiego sicuro, è necessario che l'utente disponga di una vista adeguata, nonché di una capacità di giudizio e di tempi di reazione adeguati. Nella scelta di una carrozzina elettrica si consiglia di:

- richiedere l'assistenza di un esperto sanitario (ad es. del terapeuta occupazionale o del fisioterapista).
- provare la carrozzina negli ambienti in cui verrà impiegata.

Sono disponibili brochure su altri argomenti



Dove siamo

The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009

Centralino: (08) 9381 0600

Chiamate da zone rurali:

1300 885 886

Fax: (08) 9381 0611

www: www.ilc.com.au