



 **Independent
Living Centre
of WA (Inc)**



Centro per una vita indipendente del Western Australia (Inc)

Il Centro per una vita indipendente offre un servizio di informazioni e consulenza gratuito e imparziale per aiutarvi a scegliere il prodotto giusto per voi

The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Telefono: 1300 885 886 Informazioni: (08) 9381 0608

La scelta del deambulatore

I deambulatori sono disponibili

- con o senza ruote
- con o senza freni
- con o senza sedile

Tra le opzioni:

- vassoio/borsa/cestino
- ruote diverse
- impugnature diverse
- appoggi dell'avambraccio

Deambulatori con appoggio al terreno (senza ruote)

Ideali per chi ha difficoltà di controllo dell'andatura o dell'equilibrio, e ha bisogno di un deambulatore con una maggiore stabilità rispetto ad uno su ruote.

- Vi sentite più sicuri se utilizzate il deambulatore?
- Vi offre un appoggio adeguato?
- L'altezza è regolabile oppure è disponibile all'altezza giusta che permette di assumere una postura eretta?
- Deve essere leggero.
- Necessita di istruzioni per un uso corretto.



Deambulatori scorrevoli

Deambulatori a due ruote con puntali posteriori e guide

Facili da usare per chi:


- Non ha forza per sollevare e portare un deambulatore di tipo standard.
- Non è in grado di manovrare correttamente un deambulatore di tipo standard.

Più adatti per un uso interno.

Le guide non scivolano bene sulle superfici ruvide esterne.

Si possono usare con il metodo di "impennata e uso delle ruote"

**Siete in grado
di controllare il
deambulatore se
ha le ruote?**



Deambulatori a tre ruote

**C'è bisogno di frenare?
Siete capaci di
usare il freno?**

Ideali per chi dispone di un controllo dell'andatura piuttosto buono, e che è in grado di usare il freno manuale.

- Buona manovrabilità in ambienti interni ed esterni.
- Devono essere aperti completamente per evitarne il ribaltamento.

Sono disponibili accessori quali vassoi, borse e cestini portaoggetti.



Deambulatori a quattro ruote

Ideali per chi dispone di un controllo dell'andatura e dell'equilibrio piuttosto buono, e che necessita di un supporto extra per percorrere distanze più lunghe o che desidera un sedile su cui riposare. E' importante che l'utente sia in grado di inserire il freno.


Sono disponibili vari tipi.

Tra le caratteristiche da tenere in considerazione, vi sono:

- il tipo di freno: freni manuali o puntali. Freni semplici da impiegare.
- peso – alcuni deambulatori sono pesanti da sollevare
- meccanismo pieghevole – è facile da sollevare e riporre nel portabagagli dell'automobile?
- Manici con altezza regolabile/appoggi dell'avambraccio
- con/senza sedile
- ruote: microcellulari / gommate rigide / pneumatiche
- cestini e vassoi
- impugnature – forme diverse ne determinano il comfort.



Sono disponibili brochure su altri argomenti



Dove siamo

The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009

Centralino: (08) 9381 0600

Chiamate da zone rurali:

1300 885 886

Fax: (08) 9381 0611

www: www.ilc.com.au