



Independent
Living Centre
of WA (Inc)



Центар за самостални живот Западне Аустралије

Центар за самостални живот (Independent Living Centre) даје бесплатне и непристрасне информације и савете да би вам помогао да одаберете најподеснији производ за вас

The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Телефон: 1300 885 886 Линија за информације: (08) 9381 0608

Врсте рамова за ходање

Рамови за ходање без котача

Најподеснији су за особе које имају слабу контролу ходања или равнотеже и којима је потребан рам који је стабилнији од рама с котачима.

Пожељно је да се висина може подешавати и да рам може да се склапа и расклапа.

Треба да буде веома лак.

Потребна су упутства за правилно коришћење.



Рамови за ходање с котачима

Рамови с два котача, са кочницом на задњим котачима и с клизачима


Лако га могу користити особе које:

- Немају снаге да дижу и носе стандардни рам.
- Нису способне да на одговарајући начин управљају стандардни рам.

Најподеснији су за коришћење у затвореном простору.

Клизачи не клизе добро по грубим површинама напољу.

Може се користити на принципу "нагибања и котрљања".



Рамови с три котача

Подесни су за особе које имају прилично добру контролу ходања и који могу руковати ручном кочницом.

Добра способност управљања у затвореном простору и на отвореном.

Мора да буде потпуно отворен, иначе може да се преврне.

Може се набавити и допунска опрема, као што су пртљажници, торбе и корпе да би корисник могао да носи ствари у њима.



Рамови с четири котача

Подесни су за особе које имају прилично добру контролу над равнотежом и ходањем, а којима је потребна допунска подршка да би прешли већа растојања и којима је потребно седиште да би се одморили. Важно је да корисник буде способан да употреби кочницу. Постоје различите врсте. Одлике о којима треба размислити су следеће:

Врста кочнице:

- Ручна кочница
- Кочница типа "блокер".
- Кочница се лако користи.

Тежина - неки су рамови тешки при подизању
Механизам за склапање - може ли се лако подићи и ставити у пртљажник аутомобила?

Рукохвати који се могу подесити по висини/
подупирачи за доњи део руку

Са седиштем/без седишта


Гуме: микроцелуларне, пуне гуме или ваздушне гуме које се пумпају

Корпе и пртљажници

Рукохвати - различити облици различито утичу на удобност.



Могу се добити брошуре и о другим темама



Где да нас нађете

The Niche
Suite A, 11 Aberdare Road
NEDLANDS WA 6009

Пријемно одељење:

(08) 9381 0600

Позиви из унутрашњости:

1300 885 886

Телефакс: (08) 9381 0611

Место на интернету: www.ilc.com.au

© Copyright - Independent Living Centre